

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El Otoscopio Otali es un dispositivo médico especializado en la inspección del canal auditivo y el tímpano. Diseñado para uso profesional en consultorios médicos, clínicas y hospitales, así como para uso personal, este otoscopio permite una visualización detallada de las estructuras del oído, ayudando en el diagnóstico de diversas afecciones otológicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Fuente de luz LED brillante para una iluminación clara.
- ✓ Lente de aumento con aumento adecuado para la visualización detallada.
- ✓ Mango ergonómico para un fácil manejo.
- ✓ Espéculos auriculares desechables para higiene y prevención de infecciones. Construcción duradera y fácil de limpiar.
- ✓ Cabezal con lente de aumento y luz incorporada.
- ✓ Espéculos auriculares intercambiables de diferentes tamaños.

**MODO DE EMPLEO**

- ✓ Insertar el espéculo auricular adecuado al tamaño del conducto auditivo.
- ✓ Encender la fuente de luz en el mango del otoscopio.
- ✓ Colocar suavemente el extremo del otoscopio en el conducto auditivo externo.
- ✓ Observar la estructura del oído a través del cabezal con lente de aumento.
- ✓ Realizar movimientos suaves para explorar diferentes.

PRECAUCIONES

- ✓ Limpiar y desinfectar el otoscopio antes y después de cada uso.
- ✓ Utilizar espéculos auriculares estériles para cada paciente.
- ✓ Evitar aplicar presión excesiva en el oído durante la exploración.
- ✓ Inspeccionar visualmente el otoscopio para asegurar su correcto funcionamiento.