

FICHA TÉCNICA

Procedencia: Nacional - Perú

CABESTRILLO DOBLE ANCLAJE

Código	Talla	Altura cm	Ancho cm
CAB0025	XS	20 cm	33 cm
CAB0030	S	21 cm	38 cm
CAB0022	M	22 cm	41 cm
CAB0021	L	24 cm	43 cm
CAB0024	XL	25 cm	44 cm
CAB0026	XXL	26 cm	45 cm

Descripción:

Cabestrillo doble anclaje ortopédico, elaborado en drill resistente, con cintas de nylon regulables y protector de cuello acolchado para mayor comodidad. Brinda soporte y estabilidad al brazo, ideal para lesiones, fracturas o postoperatorios. Ambidiestro, liviano y de fácil ajuste.

Características

Material del soporte: Drill (algodón resistente), costuras reforzadas

Diseño: Bolsa anatómica para mayor comodidad del brazo

Cintas: Nylon tipo espiga de 2.5 cm de ancho, regulables para ajuste personalizado

Anclaje: Doble anclaje de PVC de alta resistencia, mejora la sujeción y estabilidad

Protección de cuello: Almohadilla acolchada de drill, suave al tacto, evita la irritación por uso prolongado

Color estándar: Azul marino (otros colores bajo pedido)

FICHA TÉCNICA

CABESTRILLO DOBLE ANCLAJE

Indicaciones

- Fracturas de húmero, cúbito o radio
- Luxaciones o esguinces de hombro
- Inmovilización tras cirugía del miembro superior
- Lesiones en tejidos blandos del brazo
- Reposo articular en tratamientos de rehabilitación

Beneficios

- Brinda soporte y estabilización al brazo y hombro
- Reduce el dolor y previene movimientos bruscos
- Protector acolchado que evita presión y rozaduras en el cuello
- Ajuste personalizado gracias a las cintas regulables
- Ambidiestro y fácil de colocar
- Material resistente, cómodo y lavable

Instrucciones de Uso

1. Introducir el brazo lesionado en el soporte de drill, asegurando que el codo quede al fondo.
2. Pasar las cintas de nylon por encima del hombro contrario y ajustar en los anclajes de PVC.
3. Asegurar el doble anclaje para mayor estabilidad.
4. Ajustar la altura del brazo mediante las cintas hasta que quede paralelo al suelo.
5. Verificar que el protector de cuello esté centrado y cómodo.

Importante: El cabestrillo debe ser colocado bajo supervisión médica o con indicaciones precisas del profesional de salud.

Mantenimiento:

- Lavar a mano con agua fría y jabón neutro
- No usar lejía ni productos abrasivos
- Secar a la sombra, no exponer al sol directo
- No planchar ni usar secadora
- Guardar en un lugar limpio y seco

FICHA TÉCNICA

CABESTRILLO DOBLE ANCLAJE

Empaque



Producto



Altura

Ancho