

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Los analizadores de oxígeno se pueden usar para probar todo, desde la concentración de oxígeno en los botes de gas que se usan para ayudar a respirar hasta los niveles de oxígeno en los envases sellados de los dispositivos médicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Uso	Para medir la pureza del O2
Modelo	JAY-120
Marca	LONGFIAN
La tensión de funcionamiento	9V DC
El rango de detección de flujo	0-10 L/min.
La precisión de detección de flujo	+0,2 L/min.
El rango de detección de concentración de oxígeno	Rango (V/V) 21.0-96.0%
La precisión de detección de la concentración de oxígeno	+2%
La dimensión	185*80*31mm
La temperatura de funcionamiento	5°-55°C
La temperatura de almacenamiento	-5°C-65°C
Humedad relativa	5-85%RH
Nombre comercial	Analizador de oxígeno

