

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El aspirador de esputo portátil SA100 es un dispositivo de succión de presión negativa que pertenece al equipo eléctrico médico.
- ✓ El equipo se alimenta directamente con 220 V CA, con una bomba de presión negativa de pistón sin aceite para generar presión negativa, y está en funcionamiento normal conectando el dispositivo de guía y encendiendo el interruptor para ajustar la presión negativa, lo cual es bastante fácil.
- ✓ Este producto es aplicable principalmente al tratamiento de pacientes con dificultad en la excreción voluntaria de esputo en unidades médicas de todos los niveles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Dimensión: 280 mm × 180 mm × 175 mm
- ✓ Peso: 3,0Kg
- ✓ Fuente de alimentación: CA 220 V, 50 Hz.
- ✓ Potencia de entrada: 90VA
- ✓ Valor límite de presión negativa: $\geq 0.070\text{MPa}$
- ✓ Rango de ajuste de presión negativa: 0,02 MPa ~ Valor límite de presión negativa
- ✓ tasa de bombeo: $\geq 15\text{L/min}$
- ✓ botella de almacenamiento de líquido: $\geq 1000\text{ ml}$
- ✓ Ruido: $\leq 65\text{dB}$
- ✓ Tipo de protección contra descargas eléctricas: Clase II
- ✓ Grado de protección contra descargas eléctricas: Parte aplicada tipo B
- ✓ Clasificados por modo de funcionamiento: Modo de funcionamiento de corta duración
- ✓ Grado de resistencia al agua y al polvo: IPX0
- ✓ Grado de seguridad con gas combustible: No apto para uso en un entorno con gas combustible.

ACCESORIOS:

- ✓ Un manual
- ✓ Un juego de botellas para almacenar líquidos.
- ✓ Un tubo de silicona de 1,3 m.
- ✓ Dos tubos de silicona (cortos).
- ✓ Un filtro de aire.
- ✓ Dos tubos de succión.

