

ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL

MARCA: CA-MI / MODELO: ASKIR 36 BR / PROCEDENCIA: ITALIANA

Una unidad de aspiración quirúrgica indicada para salas, departamentos y tarjetas de emergencia.

Gracias a su versatilidad puede utilizarse en cualquier situación seleccionado la tensión de alimentación más adecuada.

El dispositivo es adecuado para la aspiración nasal, oral y endotraqueal de fluidos corporales (mucosidad o cafrasco) de adultos y niños.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

- Ciclo de trabajo continuo: el aparato puede funcionar sin interrupción 24/24 h para garantizar el mejor rendimiento.
- Pequeño tamaño-alto rendimiento: gracias a su potente motor puede alcanzar rápidamente una potencia máxima de aspiración de -600 mmhg Bar.
- Accesorios duraderos: los accesorios están fabricados con materiales resistentes y esterilizables en autoclave para garantizar la seguridad y la higiene a lo largo del tiempo.
- Uso universal: funciona con un adaptador de CA/CC de 110-240V 50/60 o con una batería recargable o un adaptador de coche de 12 V.

DATOS TECNICOS:

- Motor: bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación.
- Tensión de alimentación:
 - Adaptador de corriente: Entrada 100-240V 50/60 Hz
 - Batería de plomo: Salida 14V 12V
 - Adaptador para coche 12V
- Clasificación ISO 10079-1: alta aspiración/alto caudal
- Vacío máximo: -0,80bar / -80kPa / -600mmHg
- Valor a nivel del mar las diferentes altitudes pueden afectarle
- Flujo de aire libre: 36L/MIN
- Nivel del ruido: 65,5 Db
- Ciclo de trabajo: CONTINUO solo por red eléctrica.
- Grado de protección IP: IP21
- Peso: 4,06 kg
- Dimensiones: 35x18x21 cm
- Frasco de policarbonato autoclavable en 121°C
- Autonomía de la batería: 60 min después de 4 horas de recarga.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- ✓ 01 frasco reutilizable de 1000ml
- ✓ 01 juegos de Tubos de silicona reutilizables
- ✓ Conector cónico
- ✓ 01 filtros antibacteriano e hidrófobo
- ✓ Adaptador universal de corriente
- ✓ Adaptador para coche de 12V

FRASCO DE POLICARBONATO,
CON ESCALA DE MEDIDA
GRABADO.



PRESION DE ASPIRACION
AJUSTABLE, y
MANOMETRO
INDICADOR DE PRESION

**EQUIPO COMPACTO Y
PORTATIL**

LLEVA SU ASA PARA CARGAR.



**ADAPTADOR A RED
ELECTRICA, CABLE
CARGADOR Y PARA
CONEXIÓN A COCHE**



**INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
Y APAGADO**



**ADAPTADOR A RED
ELECTRICA**



**FILTRO
ANTIBACTERIANO E
HIDROFOBO**

**JUEGO DE
TUBULARES**





TUBULAR DE
ASPIRACION DE
MEDIDA UN
METRO



PRESION
REGULABLE,
CON LA MANIJA