

CARACTERISTICAS GENERALES:

EL ASPIRADOR N33V es una unidad de succión eléctrica de sobremesa para la aspiración de fluidos corporales, orales, nasales y aspiración traqueal en adultos y niños. Adecuada para pacientes traqueotomizados, aplicaciones quirúrgicas y terapia post- operatoria para el cuidado en casa.

- ✓ Estructura de metal reforzado.
- ✓ Interruptor de encendido con indicador visual.
- ✓ Control de regulación de vacío (tipo perilla).
- ✓ Indicador de caudal de succión tipo manómetro (vacuómetro mmHg).
- ✓ Cámara de succión con pistón y diafragma.
- ✓ Soportes antideslizantes.

ACCESORIOS:

- ✓ Frasco de 01 Lt de capacidad.
- ✓ Adaptador de conexión cónica.
- ✓ Filtro bacteriológico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Motor: Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación.
- ✓ Control de vacío (succión ajustable).
- ✓ Flujo máximo de aspiración: 28Lt / min.
- ✓ Flujo máximo de vacío: -760mmHg.
- ✓ Funcionamiento continuo.
- ✓ Clasificación de aspiración: alta aspiración / Alto flujo.
- ✓ Relación Ruido: 60 dB.
- ✓ Dimensiones: 330mm (Ancho) x 240mm (Alto) x 120mm (fondo) aprox.
- ✓ Peso: 5.3 kg aprox.
- ✓ Voltaje de trabajo: 220-240 VAC/ 60 Hz.
- ✓ Potencia de consumo: 250W.
- ✓ Nombre comercial: Aspirador portátil.

