

ASPIRADOR MANUAL DE SECRECIONES



MARCA: ETIMSA

MODELO: MS-001PMP

PROCEDENCIA: CHINA

Aspirador manual de secreciones compacto, para eliminar fluidos del sistema respiratorio y para eliminar materias infecciosas de heridas. El dispositivo crea una presión negativa (vacío) que extrae los fluidos a través de unas cánulas desechables que están conectados al contenedor de recolección. No hay necesidad de fuentes de alimentación de energía eléctrica.



CARACTERISTICAS

Características específicas
Ligero y compacto
Se puede utilizar con una mano
Depósito desechable con filtro integrado
Selector para adultos y pediátricos

Accesorios / Repuestos
RV71151E KIT depósito desechable c/tubo adulto
RV71156E Tubo aspiración pediátrico
RV71157E Tubo aspiración adulto

Cumplimiento de normas
EN ISO 10079-2

Detalles Técnicos
Vacío (máx.): -450 mmHg (Ajuste de carrera: 100 % para adultos o 50 % para niños solo para 1312 y 1314)
Flujo de aire libre máximo: >20 L/min.
Volumen del recipiente desechable: 300 ml
Penetración de NaCl (0.6 µm): 1.1% (solo para las series 1313 y 1314)
Resistencia al flujo de aire: 27.9 Pa (solo para las series 1313 y 1314)
Diámetro exterior de la tapa: 17 mm.
Diámetro externo de la conexión del catéter: 13 mm
Temperatura ambiente de funcionamiento: -18°C a 50°C
Temperatura ambiente de almacenamiento: -18°C a 60°C
Dimensiones: 180 x 220 x 80 mm
Peso Neto: 275 g