

ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL

MARCA: FOLEE

MODELO: H003-C

Aspirador portátil

Diseñado en base al desarrollo de orientación para productos en el hogar.

Equipo de succión de lubricación sin aceite, que es adecuado para el paciente que tiene dificultad para eliminar flemas, así en también para aspirar líquidos tales como pus y sangre durante la práctica clínica.

DESCRIPCIÓN:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Máximo vacío: ≈ 0.075 MPa
- ✓ Potencia: 90VA
- ✓ Intervalo de vacío: 0.02Mpa – max. vacío.
- ✓ Caudal: ≈ 15 L/min.
- ✓ Capacidad de la botella: 1000 ML
- ✓ Ruido: ≈ 65 dB
- ✓ Tensión nominal: 220V AC
- ✓ Peso neto: 2.9 Kg.
- ✓ Dimensiones: 335 x 150 x 240mm.

