

CARACTERÍSTICAS:

Unidad de succión de flema portátil basada en una nueva generación de dispositivos de succión de lubricación libre de aceite, que es adecuado para el paciente que tiene dificultad en la eliminación de flema. También sirve para aspirar líquidos y sangre durante la práctica clínica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Máximo vacío: ≥ 0.075 MPa
- ✓ Potencia: 90VA
- ✓ Intervalo de vacío: 0.02Mpa - max. vacío.
- ✓ Caudal: ≥ 15 L/min.
- ✓ Capacidad de la botella: 1000 mL
- ✓ Ruido: ≤ 65 dB
- ✓ Tensión nominal: 220V AC $\pm 10\%$ / 60Hz.
- ✓ Peso neto: 4.4 Kg.
- ✓ Dimensiones: 370 x 180 x 280mm.

