

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- ✓ Autoclave portátil diseñado para hospitales, clínicas y laboratorios.
- ✓ Para esterilizar material quirúrgico, dental, de vidrio, medios de cultivo, uniformes y alimentos.
- ✓ De fácil operación con 4 anillos de silicón para protección.
- ✓ Calentamiento eléctrico.
- ✓ Resistencia de calentamiento de inmersión, de alta frecuencia eléctrica.
- ✓ Elaborado con acero inoxidable para una mayor duración.
- ✓ Con dos válvulas que dan doble seguridad.
- ✓ Bien sellado, evita las fugas de vapor.
- ✓ Manómetro de doble ranura, de fácil lectura, observación conveniente y rendimiento confiable.
- ✓ Con sistema de circulación de vapor interno.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ CAPACIDAD: 24 L.
- ✓ TAMAÑO DE CÁMARA:  $\Phi$  280\*390.
- ✓ TEMPERATURA DE TRABAJO: 126 °C.
- ✓ CONSUMO: 2 KW.
- ✓ TIMER DE CONTROL: NO.
- ✓ SUMINISTRO ELÉCTRICO: AC110/220V, 50/60 HZ.
- ✓ PRESIÓN DE TRABAJO: 0.14 – 0.16 MPA.
- ✓ DIMENSIONES (W\*D\*H) MM: 410\*410\*550.
- ✓ PESO: 17 KG.

