

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Autoclave automático digital microprocesado PID, llenado automático de agua con estanque, sistema de vacío de purga.
- ✓ Sistema automático de pre calentamiento y secado posterior al término del ciclo de esterilización.
- ✓ Cámara interior en Acero Inoxidable AISI 304.
- ✓ Presenta características que lo hacen muy seguro: válvula de liberar la presión, sistema de control por sobrecalentamiento, sistema de seguridad para operar solo cuando la puerta está cerrada, sistema de apagado por bajo nivel de agua, aparato de protección por fugas eléctricas y además la tapa está cubierta por un material que le permite un eficiente aislamiento térmico haciéndolo seguro para el operador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Filtro de entrada de agua para mantener la alta calidad del agua.
- ✓ Impresora opcional.
- ✓ La pantalla LED muestra el procedimiento y los códigos de error.
- ✓ Ventana de acceso rápido independiente, de fácil reparación y mantenimiento.
- ✓ Selector automático de escape rápido o bajo para evitar el desbordamiento del líquido de esterilización.
- ✓ Programas de esterilización para ropa, equipos, caucho, medio de cultivo, residuos, etc.
- ✓ Puerta tipo volante con anillo de sellado de operación fácil y segura.
- ✓ El proceso completo de llenado de agua, extracción dinámica de impulsos, calentamiento, esterilización, drenaje y secado funcionan automáticamente.
- ✓ Tanque de agua interno de acero inoxidable.
- ✓ La dosis de vapor no se descarga durante la esterilización, para mantener el exterior limpio y seco.

Característica	BKQ-B50	BKQ-B75	BKQ-B100	BKQ-B120	BKQ-B150	BKQ-200
Capacidad	50L	75L	100L	120L	150L	200L
Tamaño de cámara	φ386×500	φ386×682	386×875	φ386×1055	φ500×760	φ500×1000
Material de cámara	Acero inoxidable médico 304	Acero inoxidable médico 304	Acero inoxidable médico 304	Acero inoxidable médico 304	Acero inoxidable médico 304	Acero inoxidable médico 304
Presión máxima	0.28 MPa	0.28 MPa	0.28 MPa	0.28 MPa	0.28 MPa	0.28 MPa
Temperatura máxima	150°C	150°C	150°C	150°C	150°C	150°C
Presión de trabajo	0.175 MPa	0.175 MPa	0.175 MPa	0.175 MPa	0.217 MPa	0.217 MPa
Temperatura de trabajo	105–136°C	105–136°C	105–136°C	105–136°C	50–134°C	50–134°C
Precisión de temperatura de trabajo	±0.1°C	±0.1°C	±0.1°C	±0.1°C	±0.1°C	±0.1°C
Rango de tiempo	0–999 min	0–999 min	0–999 min	0–999 min	0–999 min	0–999 min
Ciclos de escape de pulso dinámico	0–9 veces	0–9 veces	0–9 veces	0–9 veces	0–9 veces	0–9 veces
Temp. escape de pulso dinámico	105–134°C	105–134°C	105–134°C	105–134°C	105–134°C	105–134°C
Rango temp. de disolución	60–100°C	60–100°C	60–100°C	60–100°C	60–100°C	60–100°C
Rango temp. de mantenimiento	40–60°C	40–60°C	40–60°C	40–60°C	40–60°C	40–60°C
Consumo	4.4 KW	4.7 KW	5.2 KW	5.2 KW	5.2 KW	6 KW
Alimentación	AC110/220V ±10%, 50/60Hz	AC110/220V ±10%, 50/60Hz	AC110/220V ±10%, 50/60Hz	380V, 50Hz/200V, 50/60Hz	380V, 50Hz/200V, 50/60Hz	380V, 50Hz/200V, 50/60Hz
Canastas	1	2	2	2	3	4
Dimensiones internas (mm)	640×550×970	640×550×1070	640×550×1270	640×550×1340	650×650×1400	650×650×1700
Dimensiones externas (mm)	750×745×1150	750×745×1240	750×745×1450	750×745×1540	800×760×1730	800×760×2100
Peso (Kg)	102	112	125	140	213	238

