

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Las balanzas WTC son dedicadas al pesaje muy rápido y exacto en el ambiente de laboratorio.
- ✓ Pueden funcionar en lugares alejados de una fuente de alimentación eléctrica ya que son equipadas de un acumulador interno como estándar.
- ✓ Las balanzas tienen un platillo de acero inoxidable, una interfaz RS232, USB-A, USB-B y una pantalla retro iluminada LCD.
- ✓ Interfaces de comunicación: 2x RS232, USB tipo A, USB tipo B, que permiten la cooperación con dispositivos externos como una impresora, un ordenador, un open drive, una pantalla adicional.
- ✓ Las balanzas también tienen un reloj en tiempo real y una memoria de pesaje ALIBI. Opcionalmente, las balanzas pueden equiparse con 4 ENTRADAS / 4 SALIDAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- ✓ Máxima capacidad: 200 g
- ✓ Legibilidad [d]: 0.001 g
- ✓ Rango de tara: 200 g
- ✓ Repetibilidad: 0.002 g
- ✓ Linealidad: ± 0.004 g
- ✓ Tiempo de estabilización: 2 s
- ✓ Dimensión del platillo: Ø100 mm
- ✓ Alimentación: 100–240 V AC 50–60 Hz / 12 V DC + batería
- ✓ Pantalla: LCD (con retroiluminación)
- ✓ Comunicación interface: 1xRS232, USB-A, USB-B
- ✓ Masa: 1.3/2 kg
- ✓ Dimensiones de embalaje: 330 × 230 × 140 mm
- ✓ Control de protección: IP 43
- ✓ Horas de trabajo con baterías: 15 horas (tiempo promedio)
- ✓ Calibración: Externa
- ✓ Temperatura de trabajo: +15 ~ +30 °C
- ✓ Consumo de energía: 6 W

