

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Las balanzas WTC son dedicadas al pesaje muy rápido y exacto en el ambiente de laboratorio.
- ✓ Pueden funcionar en lugares alejados de una fuente de alimentación eléctrica ya que son equipadas de un acumulador interno como estándar.
- ✓ Las balanzas tienen un platillo de acero inoxidable, una interfaz RS232, USB-A, USB-B y una pantalla retro iluminada LCD.
- ✓ Interfaces de comunicación: 2x RS232, USB tipo A, USB tipo B permiten la cooperación con dispositivos externos como una impresora, un ordenador, un pen drive, una pantalla adicional.
- ✓ Las balanzas también tienen un reloj en tiempo real y una memoria de pesaje ALIBI.
- ✓ Opcionalmente, las balanzas pueden equiparse con 4 ENTRADAS / 4 SALIDAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- ✓ Máxima capacidad: 2000 g.
- ✓ Legibilidad [d]: 0.001 g.
- ✓ Rango de tara: 2000 g.
- ✓ Repetibilidad: 0.001 g.
- ✓ Linealidad: ± 0.3 g.
- ✓ Tiempo de estabilización: 2 s.
- ✓ Calibración: Externa.
- ✓ Pantalla: LCD (con retroiluminación).
- ✓ Grado de protección: IP 43.
- ✓ Conectividad: RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi® (Opcional).
- ✓ Alimentación: 100–240 V AC 50–60 Hz / 12 V DC + batería.
- ✓ Consumo máximo de potencia: 6 W.
- ✓ Horas de trabajo con baterías: 15 horas (tiempo promedio).
- ✓ Temperatura de trabajo: $+15 \sim +30$ °C.
- ✓ Dimensión del platillo: 128 × 128 mm.
- ✓ Dimensiones de embalaje: 330 × 220 × 140 mm.
- ✓ Masa neta: 1.3 kg.
- ✓ Masa bruta: 2 kg.

