

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- ✓ Las balanzas WLC son dedicadas al pesaje muy rápido y exacto en el ambiente de laboratorio e industrial.
- ✓ Pueden funcionar en lugares alejados de una fuente de alimentación eléctrica ya que son equipadas de un acumulador interno (230V) y un interfaz RS 232 con estándar.
- ✓ Tiene el platillo de acero inoxidable y pantalla LCD retro iluminada que garantiza la mayor legibilidad del resultado de pesaje.
- ✓ Las balanzas WLC permiten realizar mediciones fuera de la plataforma de pesaje (pesaje por debajo del plato) – la muestra puede ser colgada por debajo de la balanza.
- ✓ Ésta es una alternativa para las muestras de grandes tamaños y de formas irregulares también para el pesaje de objetos que emiten su campo magnético

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

- ✓ Máxima capacidad: 30 kg.
- ✓ Legibilidad [d]: 0,5 g.
- ✓ Rango de tara: -30 kg.
- ✓ Repetibilidad: 0,5 g.
- ✓ Linealidad:  $\pm 1,5$  g.
- ✓ Tiempo de estabilización: 3 s.
- ✓ Dimensión de platillo: 300×300 mm.
- ✓ Alimentación: 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + batería.
- ✓ Pantalla: LCD (con retroiluminación).
- ✓ Comunicación interface: RS 232.
- ✓ Masa: 5,2/6 kg.
- ✓ Dimensiones de embalaje: 570×390×170 mm.
- ✓ Control de protección: IP 43.
- ✓ Horas de trabajo con baterías: 10 horas (el tiempo promedio).
- ✓ Humedad relativa de aire: 10÷85% RH sin condensación.
- ✓ Calibración: externa Temperatura de trabajo: +15 - +30 °C.

