

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Balanzas serie R2 presentan un nivel estándar de balanzas de precisión.
- ✓ Están equipadas en una nueva pantalla LCD, cual permite una presentación más clara de los resultados.
- ✓ Aparte de esto la pantalla LCD tiene una línea de información que permite mostración de los procesos de pesaje (productos, valor de tara etc.)
- ✓ En las nuevas balanzas PS. R2 con cargas grandes (modelos 6100, 8100 i 10100) introducido montaje central del platillo de pesaje con el uso de un anillo de sellado adicional.
- ✓ Esta solución mejora impermeabilidad de la balanza y facilita la limpieza.
- ✓ Para obtener la precisión en las nuevas balanzas usado la protección corta aires del metal (pintada en color de balanza)
- ✓ Otras ventajas de las nuevas balanzas son mayores cargas permisibles (hasta 10,1 kg) y mejor repetibilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- ✓ Máxima capacidad: 360 g.
- ✓ Mínima capacidad: 20 mg.
- ✓ Legibilidad [d]: 0,001 g.
- ✓ Rango de tara: -360 g.
- ✓ Repetibilidad (5% Max): 0,0005 g.
- ✓ Repetibilidad (Max): 0,001 g.
- ✓ Linealidad: $\pm 0,002$ g.
- ✓ Tiempo de estabilización: 2 s.
- ✓ Deriva de sensibilidad: 2 ppm/°C en la temperatura +10 - +40 °C.
- ✓ Dimensión de platillo: 128×128 mm.
- ✓ Alimentación: 12 ÷ 16 V DC.
- ✓ Pantalla: LCD (con retroiluminación).
- ✓ Communication interface: 2×RS 232, USB-A, USB-B, Wireless Connection (Optional).
- ✓ Dimensiones de embalaje: 470×380×336 mm.
- ✓ Calibración: interna (automática).
- ✓ Masa neta: 3,7 kg.
- ✓ Masa bruta: 5,3 kg.
- ✓ Temperatura de trabajo: +10 - +40 °C.

