

BALANZA NEONATAL ELECTRONIC BABY SCALE ER7210

MARCA: CAMRY
MODELO: ER7210
PROCEDENCIA: CHINA

Plataforma integrada y ergonómica diseñada para cuna.
 Mide la altura del bebé eléctricamente: ya no necesita cinta.

Características

- Tasa de flujo - 0.5-15 LPM.
- Capacidad máxima: 25 kg / 55 lb
- Tamaño de la báscula: 60,4 x 36 x 8,9 cm
- Tamaño de la pantalla LCD: 75 x 30 mm
- Luz de fondo blanca
- Plataforma ergonómica con diseño de cuna
- Medición de la altura del bebé con longitud de plataforma extensible/ajustable
- Máximo de 8 usuarios admitidos, historial de datos revisión
- Comparación de mediciones con resultados anteriores.



Detalles Técnicos

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCION
Designación de producto:	Pesabebés electrónico
Capacidad/División:	25kg/5g
Rango de medición:	100g-25kg
Unidades disponibles	kg/lb
Dimensión del producto:	60,4x36x8,9cm
Baterías:	4 pilas AAA de 1,5 V (excluidas)
Aprobación:	CE, RoHS

