

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Carcasa metálica robusta.
- ✓ Plataforma antideslizante.
- ✓ Pantalla grande y clara Teclado.
- ✓ Sellado codificado por colores.
- ✓ Función de retención.
- ✓ Calibración externa.
- ✓ Rango de tara completo.
- ✓ Protección contra sobrecarga.
- ✓ Batería recargable/fuente de alimentación (estándar).
- ✓ Función de apagado automático.
- ✓ Conmutación de unidades: conmutación LB/KG.
- ✓ Varilla telescópica para medir altura (600-2100 mm).
- ✓ Interfaz RS-232/puerto de dispositivo USB.
- ✓ Opción: Bluetooth/transmisión de datos inalámbrica de 360°.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ CAPACIDAD: 250 kg x 0,1 kg/550 lb x 0,2 lb.
- ✓ ALTURA DE LA VARILLA: 600 mm - 2100 mm/23,6" - 82,6".
- ✓ ENERGÍA: 100 a 240 VCA 50/60Hz 12 VCC 1A enchufe de pared Alimentación de CA certificada por UL/CSA.
- ✓ PLATAFORMA: 27 cm ancho x 37,5 cm profundidad/10,75" ancho x 14,75" profundidad.
- ✓ PANTALLA: LCD retroiluminado de seis dígitos, siete segmentos, 1" / 28 mm de altura.
- ✓ TECLADO: Tipo membrana con 7 teclas y 4 flechas direccionales.
- ✓ CONSTRUCCIÓN: Pintado acero.
- ✓ ALTURA DE LA ESCALA: 1,5 m/59".
- ✓ PESO DE ENVÍO: 18 kg.
- ✓ TECLAS DE FUNCIÓN: Encendido/Apagado, Cero, Tara, Unidades/IMC, Imprimir/Retener.

