

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La balanza digital pediátrico es un tipo de báscula fabricado y diseñado para el pesaje de personas o específicamente niños. Esta báscula cuenta con dimensiones específicas y muy concretas acerca de la anatomía corporal de un niño o recién nacido. Cumple con la función de pesaje de todas las balanzas normales la cual da un registro fiable y seguro de la masa o peso corporal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Capacidad: 50 kilos x 10 gr.
- ✓ Cabezal: acero inoxidable.
- ✓ Batería: recargable.
- ✓ Uso: 72 horas continuas.
- ✓ Plato: de acero inoxidable.
- ✓ Medidas: 31 x 60 x 6.5 CN.
- ✓ Pintura: electrostática.

