

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Balanza de peso / talla, cuerpo robusto esmaltado permite realizar el pesaje y medición en una sola operación.
- ✓ Las ruedas traseras hacen que la balanza sea portátil y fácil de mover de un lugar a otro. Calibración sencilla en forma manual.
- ✓ Brazo de hierro fundido fácil lectura la escala impresa por los dos lados hace que sea posible: tanto el paciente como el usuario pueden leer los valores de peso.
- ✓ Tallímetro regulable incorporado.
- ✓ Ideal para uso en clínicas de salud y consultorios médicos para medir altura y peso.
- ✓ Disfrute de la elegancia, exclusiva para personal sanitario y pacientes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Máxima capacidad: 200kg (440lb).
- ✓ Escala de división: 100g.
- ✓ Altura de medición: 60 - 213cm. 29 1/2-78 12in.
- ✓ Valor máximo de altura por división: 0.5cm (1/4in).
- ✓ Plataforma: 27.5cm x 37.5 cm.
- ✓ Altura de la balanza: 148 – 184 cm.
- ✓ Peso de la balanza :16.7 kg

