

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La balanza pediátrica digital es un equipo de alta sensibilidad y muy eficiente.
- ✓ Es extensamente aplicable para medir el peso pediátrico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Balanza digital con pantalla LCD de 5 dígitos indicadores del peso exacto.
- ✓ Pulsador de cero estándares a un alto rango de eficiencia.
- ✓ Pulsador seleccionador de unidad de medida (KG o LB).
- ✓ Capacidad Máxima: 20 Kg. (44 Lbs.)
- ✓ Pulsador de cero estándar a un alto rango de eficiencia.
- ✓ Pulsador seleccionador de unidad de medida (kg o Lbs).
- ✓ Tallímetro pediátrico.
- ✓ Voltaje: batería de 9V DC.
- ✓ Área de Plataforma: 545mm x 270 mm.
- ✓ Dimensión Total: 545 x 370 x 150 mm.

