

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La balanza pediátrica mecánica es un equipo de alta sensibilidad y muy eficiente.
- ✓ Es extensamente aplicable para medir el peso pediátrico, con un indicador de aguja de alta escala divisora.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Extensamente aplicable para medir el peso pediátrico.
- ✓ Indicador de aguja de alta escala divisora.
- ✓ Bandeja de plástico con pernos ajustable a la balanza.
- ✓ Capacidad Máxima: 20 Kg. (44 Lbs.)
- ✓ División de Escala: 50 g (0-10 Kg.) /2 Oz. (0-22 Lbs.)
- ✓ Área de Plataforma: 454 x 270 mm.
- ✓ Dimensión Total: 545 x 370 x 150 mm.

