

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El balón de CO₂ de 1.5 m³ ME es un cilindro de acero diseñado para almacenar dióxido de carbono en estado líquido y gaseoso bajo alta presión.
- ✓ Se utiliza para realizar procedimientos estéticos como la carboxiterapia o la crioterapia, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Uso: carboxiterapia / crioterapia y más.
- ✓ Material: aluminio.
- ✓ Capacidad de carga: 3 kg.
- ✓ Capacidad de agua: 5 litros.
- ✓ Modelo de válvula: cga-320.
- ✓ Categoría de balón: portátil.
- ✓ Presión de funcionamiento: 68 bar / 1000 psi.
- ✓ Presión de prueba: 250 bar / 3625 psi.
- ✓ Norma: dot 3al.
- ✓ Peso del balón: 4.14 kg.
- ✓ Grosor de la pared del balón: 5.6 mm.
- ✓ Color del balón: plomo.
- ✓ Largo del balón: 29 cm.
- ✓ Ancho de la base: 10 cm.

ACCESORIOS:

- ✓ Balón de co2 marca: AZED cga-320.
- ✓ Regulador de co2.
- ✓ Manguera con filtro para co2.
- ✓ Coche para transporte de balón.

