

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Este balón de oxígeno portátil de 1.5m3 o ME suministra oxígeno suplementario a pacientes con dificultades respiratorias, ayudando a sus cuerpos a obtener el oxígeno necesario para funcionar y tratar afecciones pulmonares como la EPOC, neumonía o asma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Uso: oxigenoterapia / ozonoterapia y más.
- ✓ Medidas: 29 cm de largo x 10 cm ancho de base.
- ✓ Capacidad de agua: 5 l.
- ✓ Peso del balón: 4.14 kg.
- ✓ Capacidad de o2: 680 l / 0.68 m3.
- ✓ Material: aluminio.
- ✓ Presión de trabajo: 2175 psi / 150 bar.
- ✓ Presión de prueba: 3625 psi / 250 bar.
- ✓ Modelo de válvula: cga-540.
- ✓ Grosor de la pared del balón: 4.9 mm.
- ✓ Color del balón: verde con plomo.
- ✓ Categoría de balón: portátil.
- ✓ Norma: dot 3al / california (usa).
- ✓ Nombre comercial: balón de oxígeno portátil.

TIEMPO DE DURACIÓN DEL OXÍGENO:

- ✓ 1 lpm → 11.3 horas.
- ✓ 2 lpm → 5.7 horas.
- ✓ 3 lpm → 3.8 horas.
- ✓ 4 lpm → 2.8 horas.
- ✓ 5 lpm → 2.3 horas.
- ✓ 6 lpm → 1.9 horas.
- ✓ 7 lpm → 1.6 horas.
- ✓ 8 lpm → 1.4 horas.
- ✓ 9 lpm → 1.3 horas.
- ✓ 10 lpm → 1.1 horas.



ACCSESORIOS:

- ✓ Balón cargado
- ✓ Regulador con flujometro de 0-15 LPM.
- ✓ Frasco humidificador.
- ✓ Cánula.
- ✓ Coche cromado.

