

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Cilindro de oxígeno de alta presión, diseñado para uso medicinal y domiciliario. Fabricado bajo estándares internacionales para garantizar seguridad, resistencia y confiabilidad en el suministro de oxígeno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Material: fierro
- ✓ Norma de fabricación: ISO 9809-3
- ✓ Altura: 80 cm
- ✓ Diámetro: 15 cm
- ✓ Peso (con carga): 16 kg
- ✓ Tipo de válvula: CGA540
- ✓ Gas contenido: Oxígeno medicinal comprimido

