

BALON DE OXIGENO DE 03m³

MARCA: “YA”

PROCEDENCIA: CHINA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- ✓ MATERIAL: FIERRO.
- ✓ CAPACIDAD DE AIRE: **03m³**.
- ✓ CAPACIDAD DE LIQUIDO: 15 L.
- ✓ PRESION DE TRABAJO: 2000 PSI.
- ✓ PRESION DE PRUEBA: 3625 PSI.
- ✓ ESPESOR DE PARED: 4.2 mm.
- ✓ ALTURA: 1.05 m.
- ✓ PESO: 20 Kg.
- ✓ MODELO DE VALVULA: CGA-540.
- ✓ CALIDAD: ISO9809-3.

