

CILINDRO DE OXIGENO DE ALUMINIO M150 4.5 M³

Marca
Catalux

Modelo
M150

Procedencia
USA



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Material: Aluminio
- Metro Cubico: 4.5 M3
- Conexión de Válvula: CGA-540
- Norma de Fabricación: DOT-3AL
- Presión de servicio: 2015/139 bar
- Diámetro: 20.32 cm
- Altura: 1194 mm
- Peso: 22.1 Kg
- Valvula SHERWOOD
- Hilo de rosca: 1.125-12 UNF-2B
- Modelo: Tipo "M150"
- Capacidad de oxígeno: 4248 lts
- Presión de Trabajo: 2215 PSI $\approx$ 152.79 BAR
- Presión de Prueba: 2216 PSI $\approx$ 254.62 PSI

