

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El balon de oxígeno de 4m3 está diseñado para el almacenamiento y transporte seguro de gas oxígeno comprimido.
- ✓ Fabricado bajo normas internacionales, ofrece alta resistencia estructural y confiabilidad en aplicaciones industriales, médicas y técnicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Capacidad: 4 m³.
- ✓ Tipo de gas: Oxígeno (O₂).
- ✓ Norma de fabricación: ISO 9809-3.
- ✓ Altura: 100 cm.
- ✓ Diámetro: 20 cm.
- ✓ Peso (con carga): 40 kg.
- ✓ Tipo de válvula: CGA 580.
- ✓ Material: acero al carbono de alta resistencia.

**INCLUYE:**

- ✓ Balón de oxígeno.
- ✓ Regulador de oxígeno con flujómetro.
- ✓ Frasco humidificador.
- ✓ Cánula binasal.

