

## **BALON DE OXIGENO TIPO M122**

**MARCA: METAL IMPACT**

**MODELO: TIPO M122**

**PROCEDENCIA: USA**

---

### **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

- ✓ MATERIAL: ALUMINIO 6061-T6.
- ✓ NORMA: DOT - 3AL
- ✓ CONEXIÓN DE VALVULA: CGA-540
- ✓ PRESION DE TRABAJO: 2216 PSI.
- ✓ PRESION DE PRUEBA: 3625 PSI.
- ✓ DIAMETRO: 20.32 cm.
- ✓ ALTURA HASTA LA TAPA: 110 cm.
- ✓ PESO: 17.7 Kg.
- ✓ HILO DE ROSCA: 1.125 – 12 UNF – 2B
- ✓ MODELO: TIPO M122.
- ✓ MARCA: METAL IMPACT (MI)
- ✓ PROCEDENCIA: USA
- ✓ CAPACIDAD DE OXIGENO: 3455 L (LITROS) / 3.5m<sup>3</sup>
- ✓ FABRICACION: 2020/12

