

TIEMPO DE DURACIÓN DEL OXÍGENO:

- ✓ **10M3 = 50L**
- ✓ 1 lpm → 167 horas.
- ✓ 2 lpm → 83 horas.
- ✓ 3 lpm → 56 horas.
- ✓ 4 lpm → 42 horas.
- ✓ 5 lpm → 33 horas.
- ✓ 6 lpm → 28 horas.
- ✓ 7 lpm → 24 horas.
- ✓ 8 lpm → 21 horas.
- ✓ 9 lpm → 19 horas.
- ✓ 10 lpm → 17 horas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Material: Acero.
- ✓ Normas: DOT (AL).
- ✓ Válvula: Americana CGA-540.
- ✓ Presión de trabajo: 3000 PSI.
- ✓ Diámetro: 22.9cm.
- ✓ Altura: 146.3 cm.
- ✓ Peso: 54.7 kg.
- ✓ Modelo: Tipo 8BC75A.
- ✓ Marca: Norris.
- ✓ Procedencia: USA.
- ✓ Capacidad de líquido: 50L.

