

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Este balón de oxígeno portátil de 1m3 o MD suministra oxígeno suplementario a pacientes con dificultades respiratorias, ayudando a sus cuerpos a obtener el oxígeno necesario para funcionar y tratar afecciones pulmonares como la EPOC, neumonía o asma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Uso: oxigenoterapia / ozonoterapia y más.
- ✓ Capacidad de agua: 2.9 l.
- ✓ Peso del balón: 2.5 kg.
- ✓ Capacidad de o₂: 425 l / 0.425 m³.
- ✓ Material: Aluminio.
- ✓ Medidas (L x An): 22cm x 11 cm.
- ✓ Presión de trabajo: 2215 psi / 153 bar.
- ✓ Presión de prueba: 3625 psi / 250 bar.
- ✓ Modelo de válvula: cga-540.
- ✓ Grosor de la pared del balón: 4.9 mm.
- ✓ Color del balón: Plomo con verde.
- ✓ Categoría de balón: Portátil.

**TIEMPO DE DURACIÓN DEL OXÍGENO:**

- ✓ 1 lpm → 7.1 horas.
- ✓ 2 lpm → 3.5 horas.
- ✓ 3 lpm → 2.4 horas.
- ✓ 4 lpm → 1.8 horas.
- ✓ 5 lpm → 1.4 horas.
- ✓ 6 lpm → 1.2 horas.
- ✓ 7 lpm → 1.0 horas.
- ✓ 8 lpm → 0.9 horas.
- ✓ 9 lpm → 0.8 horas.
- ✓ 10 lpm → 0.7 horas.



ACCSESORIOS:

- ✓ Balón cargado.
- ✓ Regulador con flujómetro.
- ✓ Frasco humidificador.
- ✓ Cánula.
- ✓ Mochila portátil.

