

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- ✓ Es un baño maría con circulador de agua, cuento con una bomba de inmersión.
- ✓ Excelente control de temperatura.
- ✓ La gran abertura del baño maría permite sumergir las muestras cómodamente.
- ✓ Tanque interno de acero inoxidable.
- ✓ Calentador de tubería de acero inoxidable de inmersión de larga duración.
- ✓ Certificación de calidad: ISO 9001. ISO 13485.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ Capacidad: 20 Litros.
- ✓ Dimensiones internas del tanque (mm): 290 (ancho) x 490 (largo) x 150 (Alto)
- ✓ Ajuste de temperatura: Digital.
- ✓ Control de temperatura: PID.
- ✓ Sensor de temperatura: PT 100Ω.
- ✓ Estabilidad:  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ .
- ✓ Rango de temperatura de trabajo: Temperatura ambiente +  $5^{\circ}\text{C}$  hasta los  $100^{\circ}\text{C}$ .
- ✓ Potencia: 1200W.
- ✓ Peso Neto: 10 Kg.
- ✓ Peso Bruto: 11.5 Kg.

