

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Cuenta con una estructura compacta, con ahorro de energía, fácil mantenimiento y una larga vida útil.
- ✓ Es un equipo ampliamente utilizado en las unidades médicas, colegios y universidades.
- ✓ Cuenta con una pantalla display para poder observar la temperatura interna.
- ✓ Está equipado con un drenaje de agua
- ✓ Equipo controlado por microprocesador.
- ✓ Buen rendimiento de aislamiento con cubierta de acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ MODELO: HH-W600
- ✓ CAPACIDAD: 21 LITROS
- ✓ MEDIDAS INTERNAS (mm): 580x280x130
- ✓ POTENCIA VA: 1500W
- ✓ RANGO DE TEMPERATURA: Temperatura ambiente +5 hasta 100°C
- ✓ TEMPERATURA DE FLUCTUACION: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- ✓ VOLTAJE: 220V / 60 Hz

