

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Los biombo clínicos son una parte indispensable dentro del mobiliario clínico, ya que, tras una cortina colocada sobre una base, o colgada del techo, permite preservar la intimidad del paciente en aquellos casos en que la gravedad o situación del paciente lo requiere, evitando la exposición del mismo a la vista del acompañante u otro enfermo en un hospital o consulta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Uso: Tópicos / Hospitales Y Más.
- ✓ Dimensiones Del Cuerpo: 60 Cm (Ancho) X 160 Cm (Alto).
- ✓ Dimensiones Totales: 60 Cm (Ancho) X 170 Cm (Alto).
- ✓ N° De Cuerpos: 3.
- ✓ Material: Metal (Fierro Pintado).
- ✓ Incluye Tela: Sí.
- ✓ Tipo De Base: Fijo.
- ✓ Nombre Comercial: Biombo De 3 Cuerpos.

