

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La bomba de alimentación enteral sirve para administrar de manera precisa y automática la nutrición líquida a través de una sonda (enteral) a pacientes que no pueden alimentarse oralmente.
- ✓ Este dispositivo electrónico asegura el control de la velocidad de la infusión de la fórmula, evitando problemas como náuseas o vómitos, y emite alarmas ante interrupciones o problemas, como una sonda obstruida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Pantalla táctil a color de 4 pulgadas, cambios de parámetros táctil, videos de enseñanza pre cargados.
- ✓ Puerta de cierre de mecanismo de infusión transparente, para visualización de infusión.
- ✓ Mecanismo peristáltico anti obstrucción.
- ✓ Cubierta resistente, IP34.
- ✓ Peso: 1,2 kg.
- ✓ Precisión +/- 5%.
- ✓ Tasa de Infusión: 1 a 1.200 ml/hr.
- ✓ Volumen total a infundir: 0 - 9.999 ml.
- ✓ KTO 1 a 30 ml/hr.
- ✓ Cebado Rápido: 2.000 ml/hr.
- ✓ Modos de Infusión: Continuo e intermitente.
- ✓ Carga rápida: en Menos de 4 Hrs. mediante USB.
- ✓ Tiempo duración batería: 22 Hrs. a 25 ml/hr.
- ✓ Adaptador a porta suero con posibilidad de rotar en 180°.
- ✓ Calentador opcional de alimentación.

