

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Equipo utilizado para infundir soluciones de fármacos, por vías parenterales, en volúmenes altos de manera precisa y segura.
- ✓ Su versatilidad permite efectuar micro y macro infusiones.
- ✓ adaptándose a la necesidad del usuario y posibilitando su uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales, es la más liviana del mercado.
- ✓ Todos estos atributos facilitan y optimizan la labor del Profesional de Salud.
- ✓ Solo para su uso en los servicios de UCI, Emergencia, Sala de Operaciones u otros solo con la responsable supervisión de personal asistencial o de salud.
- ✓ Modelo: DI-2000.
- ✓ Mecanismo de bombeo: Tipo peristáltico.
- ✓ Pantalla de 7 segmentos.
- ✓ Volumen de infusión: Máximo de 9999ml.
- ✓ Rango de flujo de infusión: 0.1~1200 ml/h.
- ✓ Micro(encendido): 0.1~99.9 ml/h (incrementos de 0.1 ml/h de pulgada).
- ✓ Micro(apagada): 1~1200 ml/h (incrementos de 1 ml/h de pulgada).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Volumen total de Infusión: 0~9999 ml o infinito.
- ✓ Visualización digital de parámetros programados:
 - Volumen de infusión.
 - Flujo de infusión.
 - Volumen total.
- ✓ Sistema de Alarmas en dos canales:
 - Puerta abierta.
 - Oclusión.
 - Detección de burbujas de aire.
- ✓ Batería baja/vacía.
- ✓ Infusión completa.

- ✓ Mal funcionamiento.
- ✓ Configuración del rango de flujo:
 - Micro configuración.
 - Modo dopaje.
 - Modo de configuración de tiempo.
- ✓ Modo de configuración Gtt (Goteo/min.).
- ✓ Dimensiones (An*Pr*Al): 120*130*206 mm.
- ✓ Batería: Recargable de Níquel-Hidruro metálico (Ni-Mh) con autonomía de aprox. 4 horas en un rango de flujo de 25 ml/h.
- ✓ Energía: 100-240 VAC, 50/60Hz.
- ✓ Peso: 1.7 Kg.
- ✓ Marca: DAIWHA.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- ✓ Abrazadera del Soporte de Infusión.
- ✓ Sensor de goteo.
- ✓ Manual de Usuario y Cable de poder AC.

