

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Esta bombilla de aspiración también es llamada también Pera de goma, sirve para aspirar fluidos nasales o secreciones en boca y nariz durante la atención inmediata a los recién nacidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Material: jebe
- ✓ Condición biológica: No Estéril (Aséptico)
- ✓ Acabado: Superficie lisa, libre de rebabas, partes reblandecidas u otros.

1	Bombilla de jebe para aspiración N°2 (30 ML)
2	Bombilla de jebe para aspiración N°4 (60 ML)
3	Bombilla de jebe para aspiración N°6 (90 ML)

