

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

A continuación, podrán conocer consejos a cerca de una cama clínica cuidando e informado y participando con el paciente para que estén más seguros de índole práctico pueden contribuir a una mejor comunicación con todos los involucrados en la recuperación de su familiar como son los médicos, enfermeros y otros miembros de la familia, a fin de que sea mejor y más segura la asistencia que reciba en casa.

**LOS ENFERMEROS (AS):**

- ✓ son como la madre que cuida de su hijo cuando lo hacen con el paciente mediante el uso de una cama clínica y otros equipos médicos.
- ✓ Mantiene un contacto cotidiano y es quien coordina su plan diario de asistencia médica y sus procedimientos.
- ✓ Para la instalación de la cama clínica es importante el espacio de la habitación la iluminación, ventilación y privacidad.
- ✓ Antes del uso de la mesa en la cama clínica desinfecte la superficie también sus manos para uso propio.
- ✓ Si su familiar hace reposo absoluto y no pueda levantarse para lavarse las manos, aseo o comer use el espaldar de la cama clínica para sentarlo.
- ✓ La limpieza de la habitación debe ser una prioridad sobre todo las superficies de contacto incluyendo.
- ✓ Tenga una lista enumerada de cada medicamento, el horario de administración y la dosis, inicio y termino del tratamiento y haga las preguntas necesarias a su médico.
- ✓ Todos los visitantes deben lavarse la mano antes de ingresar a su habitación del paciente y evitar tocar las barandas.
- ✓ La hidratación es clave para la recuperación consulte con su médico si hubiera alguna contraindicación no olvide levantar la cabecera de la cama clínica para evitar atragantamientos.
- ✓ Cuando mantiene la cabecera semisentada o sentada mejora la oxigenación de su paciente.
- ✓ Cuando su paciente tiene problemas de circulación como hinchazón en los pies levantar la piecera de la cama clínica le ayudara a aliviar el dolor y mejorar la circulación hay situaciones medicas que contraindican esta postura consulte con su médico.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ Uso: Para pacientes en recuperación o postrados constantemente.
- ✓ 2 manivelas manuales: cabecera y pienera.
- ✓ Con barandas en ambos lados.
- ✓ Cama clínica 2 Manivela que permite elevar la cabecera y los pies.
- ✓ Facilita la movilización del paciente.
- ✓ Cabecera y piecera en ABS resistente y de fácil limpieza.
- ✓ 2 Baranda plegable de aluminio, que garantiza la seguridad del paciente (caídas).
- ✓ Medidas: 90cm de ancho x 190cm de largo.
- ✓ Incluye Colchón articulado en 4 cuerpos.
- ✓ Nombre comercial: Cama clínica de 2 manivelas.
- ✓ 1 colchón ortopédico articulado en 4 piezas (el color puede variar dependiendo al stock).

