

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Diseñada para ofrecer máxima comodidad y funcionalidad, esta cama clínica incluye un sistema sanitario integrado, ideal para el cuidado de pacientes con movilidad reducida.
- ✓ Gracias a sus 3 manivelas ergonómicas, permite ajustar de forma manual la inclinación del respaldo, el soporte de piernas y los laterales.
- ✓ Perfecta para uso en entornos clínicos o domiciliarios, su estructura es resistente y fácil de operar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**1. Estructura:**

- ✓ Fabricada en tubo de acero al carbono laminado en frío de alta calidad.
- ✓ Panel de descanso elaborado con placa de acero laminado de 1.2 mm, moldeado en una sola pieza para garantizar resistencia, estabilidad y alta capacidad de carga.
- ✓ Superficie con orificios de ventilación y acabado antideslizante.
- ✓ Patas reforzadas con tubo de acero de 30×60×1.5 mm, brindando mayor estabilidad y soporte.

2. Sistema de ajuste manual:

- ✓ Equipado con tres manivelas de acero al carbono laminado, resistentes y de fácil operación.
- ✓ Funciones: Ajuste de inclinación del respaldo, Elevación de las piernas, Inclinación de laterales.
- ✓ Incluye un mecanismo adicional para operar el sanitario, el cual se acciona fácilmente mediante una palanca.

3. Ángulos de inclinación:

- ✓ Respaldo: 0° a 100° aproximadamente, permitiendo una posición totalmente semisentada.
- ✓ Piernas: ajustables de 0° a 35°, con soporte inferior en forma de 'L', lo que brinda mayor estabilidad y comodidad al paciente durante su uso.
- ✓ Laterales: ajustables de 0° a 120° en ambos lados, derecho e izquierdo. Cada lateral puede levantarse de forma independiente, según la necesidad del paciente.

4. Respaldo:

- ✓ Mecanismo diseñado para un ajuste suave con mínimo esfuerzo físico, ideal para uso frecuente.
- ✓ Superficie reforzada con estructura de doble soporte y placa de acero laminado.

5. Barandas de seguridad:

- ✓ Estructura en acero inoxidable con sistema de abatimiento mediante botón de seguridad rojo, de fácil acceso y uso intuitivo.
- ✓ Diseño con sistema anti atrapamiento, que garantiza la seguridad del paciente durante los movimientos o traslados.

6. Ruedas:

- ✓ Ruedas universales de 5" pulgadas, silenciosas y resistentes, fabricadas en ABS.
- ✓ Las cuatro ruedas están equipadas con sistema de freno mediante palanca.
- ✓ Superficie de rodamiento hecha de TPR (polímero termoplástico), resistente al desgaste y al ruido.
- ✓ Rodamientos sellados y auto lubricados, sin necesidad de mantenimiento y con protección contra cuerpos extraños.

7. Recubrimiento:

- ✓ Tratamiento con doble fosfatado y recubrimiento en polvo electrostático.
- ✓ Acabado antibacteriano, con alta resistencia a ácidos, álcalis y corrosión.
- ✓ Mayor durabilidad del color y prolongada vida útil del producto.

INCLUYE:

- ✓ Sanitario.
- ✓ Tina para cabeza.
- ✓ Colchón con 10 divisiones.
- ✓ Porta suero.

