

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La camilla tipo cesta (también conocida como camilla tipo nido) sirve para el rescate de personas lesionadas en terrenos escabrosos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Peso neto: 18 kg.
- ✓ Peso bruto: 20 kg.
- ✓ Material: estructura de acero.
- ✓ Color: anaranjado y negro.
- ✓ Dimensión del producto: 219*63*16 cm.
- ✓ Peso máximo: 160 kg.
- ✓ Presentación: unidad.
- ✓ Certificaciones: FDA y CE.

INCLUYE:

- ✓ 3 correas.
- ✓ 1 eslinga de 4 puntas.
- ✓ 1 posa pies.

