

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La camilla MWS 320 Level Up® es una camilla biarticulada está fabricada a medida para el vehículo en el que se pretende instalar. Tiene una estructura ligera y reforzada, ideal para el rescate de rutina y la remoción de pacientes. Tiene un juego independiente de patas de retracción, que se retraen cuando se activan para entrar en un vehículo, y se arman automáticamente al sacarlo de la ambulancia. El diferencial del sistema de retracción de pierna independiente permite una reducción significativa del esfuerzo del socorrista para realizar la operación de entrada y salida de la ambulancia, facilitando el servicio y garantizando una mayor seguridad para el socorrista y el paciente.
- ✓ Estructura en duraluminio Respaldo ajustable em 6 posiciones 04 Ruedas giratorias con freno Barandas laterales basculantes Sistema independiente de retracción de las patas Traba de seguridad para evitar el desarme accidental.
- ✓ Colchoneta impermeable D33 Kg/m³ 03 cinturones de seguridad con acople automotriz Anclaje certificado 10G.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Largo total del lecho: 1900mm.
- ✓ Largo total de la camilla: 2070mm ~2260mm¹.
- ✓ Ancho del lecho: 505mm.
- ✓ Ancho total: 610mm.
- ✓ Peso Neto: 37Kg.
- ✓ Capacidad de Carga: 300Kg.
- ✓ Diámetro de las Ruedas: ø127mm.
- ✓ Altura de entrada: 530mm ~720mm².
- ✓ Largo barandas laterales: 612mm.
- ✓ Altura barandas laterales: 215mm.
- ✓ Color de la Colchoneta: Negro.



ACCESORIOS OPCIONALES:

- ✓ Porta Suero.
- ✓ Porta Balón de O².
- ✓ Mesa porta equipos.
- ✓ Posición Trendelenburg antichoque.
- ✓ Sistema de anclaje lateral.
- ✓ Disponible versión para el transporte de incubadores neonatales.

