

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Una camilla es un dispositivo utilizado para atender a un paciente o transportar a un herido de un lugar a otro evitando las complicaciones o lesiones adversas que le pueden ocurrir al paciente.
- ✓ Por las características esta camilla también permitirá el transporte de personas de manera segura y en distintas posiciones.
- ✓ Camilla para ambulancia 3 en 1, puedes utilizarla como una camilla, cama, o silla para transportar a un paciente en un vehículo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Tamaño de la camilla rodante en posición alta: 200 cm largo x 55 cm de ancho x 86 cm de alto.
- ✓ Tamaño de la camilla rodante en posición baja: 196 cm largo x 55 cm de ancho x 25 cm de alto.
- ✓ Ángulo: 85 grados
- ✓ Límite de carga: 159 Kg.
- ✓ Material de aleación: Aluminio 01”
- ✓ Color: Aluminio
- ✓ Garrucha: Poliuretano de 4 “(06 unid) con frenos 04 und.
- ✓ Plataforma: Tapizada con cuerina color naranja.

