

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Esta camilla de carga automática multifuncional tiene alturas variadas.
- ✓ La superficie de la cama está hecha de cojín de espuma y el respaldo ajustable hace que los heridos se sienten cómodo.
- ✓ El funcionamiento de esta camilla es muy fácil y sencillo, puede alterarse a varias posiciones según su necesidad.
- ✓ La camilla se puede bloquear con los dispositivos de fijación cuando se encuentra en un automóvil ambulancia.
- ✓ Este tipo de camilla se caracteriza por ser ligera, duradera y fácil de esterilizar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Marca: Sotcer.
- ✓ Modelo: HS-D007.
- ✓ Peso neto: 40kgs.
- ✓ Peso bruto: 46kgs.
- ✓ Capacidad de carga: 160kgs.
- ✓ Color: naranja (color normal).
- ✓ Ángulo máximo: 75°.
- ✓ Certificación: CE.
- ✓ Posición alta: (L * W * H) el 190*55 * 92cm.
- ✓ Posición baja: (L " W * H) el 190*55 * 25cm.
- ✓ Tamaño del embalaje: 195*62*25.5 cm, 1 unids / ctn.
- ✓ Materiales: aleación de aluminio de alta resistencia.
- ✓ Detalle del embalaje: embalaje en cartón.

