

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Esta camilla de masajes de 2 secciones portátil esta fabricada con un resistente marco de aluminio, esta camilla ofrece una estructura robusta y duradera, mientras mantiene un diseño liviano que facilita su transporte. Por su sistema tipo maleta es fácil de transportar, permite un almacenamiento compacto y seguro, ideal para aquellos que realizan terapias a domicilio o en distintos lugares de trabajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Material de fabricación: Estructura de aluminio y cojinete de cuero sintético.
- ✓ Técnica de fabricación: Tensores de metal que ofrecen una alta resistencia.
- ✓ Dimensión del producto (L * W * H): 185 * 70 * 60 cm
- ✓ Altura ajustable: 60 – 72 cm
- ✓ Normativa principal: FDA, ISO 9001, CE.
- ✓ Dimensión del plegado (L * H): 93*60 cm
- ✓ Respaldo: 0 a 70°
- ✓ Accesorios: Tapón para orificio facial y brazos laterales.
- ✓ Carga soportada: ≤ 120kg.
- ✓ Nombre comercial: Camilla portátil.

