

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Hecho de material plástico compuesto especial, deformación por flexión.
- ✓ Gran ayuda en primeros auxilios y entrenamiento, permitiendo al paciente a través del proceso de rescate.
- ✓ Se puede utilizar para rescate de emergencia contra incendios, rescate espacial profundo y estrecho, asistencia general.
- ✓ Evita el riesgo de daño secundario causado por la columna cervical.
- ✓ Totalmente translúcido en rayos X y firme de llevar.
- ✓ Superficie sólida, un extremo cóncavo para mantener la cabeza del paciente reposado.
- ✓ Compatible con la mayoría de dispositivos de inmovilización de cabeza, cinturones de seguridad y mecanismos de correa.
- ✓ Utilizado principalmente para hospitales, deportes, ambulancia y exteriores para llevar pacientes y personas heridas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Capacidad de carga: 120kg (264lb).
- ✓ Peso neto: 11,5 kg (25,3 lb).
- ✓ Dimensión: longitud 244cm * ancho 92cm * grosor 0.5 cm.

**Aplicación:**

- ✓ Alivio de emergencia contra incendios.
- ✓ Pozo profundo y espacio estrecho ambulancia.
- ✓ Alivio general del suelo.
- ✓ Avión alto en ambulancia.
- ✓ Escena de rescate de accidente químico.

