

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La cama de emergencia es principalmente de acero y plástico.
- ✓ La cama de emergencia es operada por la mano.
- ✓ Cuando se gire a la derecha, girar a la izquierda, es hacia abajo.
- ✓ El sistema de bloqueo central y la rueda giratoria puede ayudar a los usuarios fácil de controlar y detener; se utiliza principalmente en el hospital para el transporte de los pacientes.
- ✓ Se caracteriza por su durabilidad, antiséptico y fácil para la esterilización.
- ✓ Tamaño de la rueda: $\Phi 150$ mm de doble cara.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Modelo: YQC2R.
- ✓ Posición alta: 191×59×88cm.
- ✓ Posición baja: 191×59×57cm.
- ✓ El tamaño de las ruedas pivotantes: $\Phi 150$ mm.
- ✓ Ángulo máximo de la espalda: 65°.
- ✓ Peso neto: 81Kg.
- ✓ Rodamiento de carga: 250Kg.
- ✓ Tamaño (L x W x H): 198×71×68cm.
- ✓ G.W: 100 Kg.
- ✓ Incluye: colchón y porta suero.
- ✓ Nombre comercial: camilla de transporte.



Soporte para balón de oxígeno

