

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La camilla de transporte de pacientes está diseñada para el traslado seguro, cómodo y ergonómico de personas enfermas o con movilidad reducida dentro de hospitales, clínicas y centros de emergencia.
- ✓ Facilita el movimiento entre áreas, con estructura metálica resistente, ruedas giratorias, barandas deslizables y respaldo ajustable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Colchón de espuma de alta densidad de 2" forrado en vinil lavable, resistente a la ralladura.
- ✓ Estructura de metal de alta calidad.
- ✓ Respaldo abatible y/o graduable.
- ✓ Pintado al horno en colores a escoger: blanco o marfil.
- ✓ Bastidor rodable construido en tubo de metal con refuerzos en la parte superior e inferior que sirvan de apoyo a la camilla.
- ✓ Camilla fabricada en metal tubular con plancha laminada al frío.
- ✓ Toda la estructura está montada sobre cuatro ruedas giratorias de llanta de 5"
- ✓ Barandas en ambos lados, deslizables con sistema de retención de altura, construidas en tubo de metal, con rejillas.
- ✓ Incluye porta suero.
- ✓ Tamaño estándar.

