

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La Camilla de vacío de inmovilización es un dispositivo que se utiliza para trasladar a un paciente desde el sitio de emergencia hacia un centro de urgencias.
- ✓ Fabricado en PVC que permite que la camilla sea ligera y tenga una alta resistencia a la fricción y laceración.
- ✓ Asimismo, el material de fabricación muestra rendimiento extraordinario en situaciones de mucho frío o calor ya que actúa como un agente aislante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Numero de agarraderas: 8
- ✓ Carga soportada: ≤ 159 Kg.
- ✓ Translucido a rayos X.
- ✓ Bomba de vacío para el colchón.
- ✓ Ojales para la fijación de correas.
- ✓ Insuflación con bomba manual.
- ✓ Normativa Principal: FDA, ISO 9001, CE.
- ✓ Mantiene su rigidez durante alrededor de 3 – 4 horas.
- ✓ Material de fibra de poliéster recubierto de PVC
- ✓ Dimensión total del producto: 212 cm de Largo, 80 cm de Ancho, 7 cm de Alto.
- ✓ Dimensión del ancho del producto: Cabeza: 80 cm Mitad de cuerpo: 88 cm Pies: 80 cm.
- ✓ Dimensión del producto plegado: 80 cm de Largo 70 cm de Ancho, 40 cm de Alto.
- ✓ El paciente puede ser transferido a un hospital o clínica desde la ambulancia mediante esta camilla.
- ✓ Especialmente aplicable para centros de primeros auxilios, hospitales, escuelas, el ejército, gimnasio, etc. Donde los accidentes ocurren con frecuencia.



ACCESORIOS:

- ✓ Maletín de traslado
- ✓ 04 correas de sujeción
- ✓ Inflador.

