

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La camilla de examen ginecológico es un equipo que se utiliza para llevar a cabo exámenes, diagnósticos y revisión del paciente ginecológico, ajustable a diferentes posiciones para facilitar el trabajo del profesional.
- ✓ La camilla de examen ginecológico es un tipo de camilla especializada utilizada en consultas ginecológicas y exámenes médicos de las zonas genitales y reproductivas de las mujeres. La camilla de examen ginecológico está diseñada para proporcionar comodidad, estabilidad y acceso adecuado al área del paciente durante procedimientos médicos específicos, como exámenes ginecológicos, colposcopias, ecografías transvaginales, y procedimientos quirúrgicos menores en ginecología.
- ✓ La camilla de examen ginecológico está diseñada para facilitar los exámenes pélvicos y procedimientos ginecológicos. Permite colocar a la paciente en la posición adecuada, con acceso y visibilidad óptimos para el profesional de la salud.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- ✓ Bastidor fabricado en tubo metálico de 1"1/2 x 0.9 mm de espesor.
- ✓ Pintada al horno con pintura electrostática en polvo de color blanco.
- ✓ Soporte de estructura sobre 4 regatones de polietileno, cabecera regulable >60°.
- ✓ Colchoneta fabricada en cuero Marroquí lavable de 3" de espesor en espuma de polietileno semiduro.
- ✓ Dimensiones aproximadas: Largo de base: 175 cm, Ancho: 60 cm, Altura: 75 cm
- ✓ Capacidad de carga: 100 kg
- ✓ Respaldo reclinable
- ✓ Trendelenburg y anti-Trendelenburg
- ✓ Diseño ergonómico para comodidad del paciente y profesional

ACCESORIOS:

- ✓ Reposapiés ajustables
- ✓ Soportes para piernas o estribos
- ✓ Bandeja de recogida de fluidos

