

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Camilla de emergencia automática de aluminio.
- ✓ La camilla puede ajustarse a 6 niveles y plegarse hacia adelante y hacia atrás según las necesidades prácticas.
- ✓ Cuando se dobla hacia adelante, la parte posterior de la camilla es apoyada por muelles neumáticos fijos con un control sin tirantes con ángulo de hasta 60 grados.
- ✓ Equipado con un diseño de soporte de fijación frontal y posterior, la camilla puede bloquearse en su lugar en la ambulancia en la posición deseada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Separable de la parte de plataforma del paciente
- ✓ Con colchón grueso
- ✓ Posición delantera
- ✓ Respaldo ajustable 6 alturas variables
- ✓ Completamente automático (Desmontable)
- ✓ Dimensiones: 199 x 55 x 100 cm (máx)
- ✓ Dimensiones: 199 x 55 x 42cm (min)
- ✓ Peso neto: 48kg Soporta: 199 kg

