

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Es de peso ligero, portátil y ocupa poco espacio. Está diseñado para ser usado en caso de urgencias, principalmente en el campo de batalla al aire libre para dormir e incluso para transportar heridos, también se puede usar en hospitales, gimnasios y ambulancias para llevar el enfermo y herido. Posee 3 patitas de aluminio.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ Manija flexible y estabilizador plegable.
- ✓ Hecho de material de aleación de aluminio de alta resistencia y materiales de cuero Oxford.
- ✓ Liviano, portátil y fácil de transportar.
- ✓ Es de buena calidad y confiable.
- ✓ Fácil de usar y esterilización.
- ✓ Medidas: ancho 65cm, largo 193cm, altura 43cm.
- ✓ Soporta: 120kg.
- ✓ Peso de la camilla: 15kg.
- ✓ Color: Verde oscuro.

